

# Copper-Max

## source de cuivre et zinc

### Utilisation

Copper-Max un complément alimentaire source de cuivre à libération lente pour chevaux, destiné à compenser les carences en cuivre.

### Propriétés

Sa formule originale apporte :

- du cuivre protéiné, forme à libération lente qui permet de maintenir une concentration en cuivre suffisante pendant 1 à 2 semaines,
- du zinc protéiné et de la biotine (1 mg par seringue) qui potentialisent l'action du cuivre.

### Composition

#### Constituants analytiques :

Humidité	37,8 %
Protéines brutes	11,3 %
Cendres brutes	8,1 %
Matières grasses brutes	0,5 %
Cellulose brute	0,4 %

#### Additifs par kilo :

Biotine	66,7 mg
Cuivre (chélate)	16,7 g
Zinc (chélate)	16,7 g

### Ingrédients :

Eau, sucrose, sorbitol.

### Mode d'emploi :

Distribuer 1 seringue directement dans la bouche du cheval tous les 7 à 14 jours.

Diviser par deux la dose pour les jeunes chevaux.

### Précautions d'emploi

Formulé pour les chevaux - Ne pas laisser à la portée des enfants

Conserver dans un endroit sec - Bien agiter avant utilisation - Bien refermer après usage

### Présentation

Gel

Seringue orale 30 g



Ce label garantit qu'aucune substance prohibée n'a été utilisée lors de la fabrication du produit et que le dépistage de la présence d'éventuels contaminants dopants a été effectué par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH).

